Silla de Ruedas de Aluminio Reclinable con Elevapiernas

Código: **SR-234**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41, 45 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	23 kg
Peso máximo soportado	114 kg
Profundidad de asiento	43 cm
Colores	Negro

Características

- Aluminio reclinable con elevapiernas
- Respaldo reclinable 90-163 (cilindros de aire)
- Apoyapies elevables
- Apoyacabeza regulable
- Apoyabrazos desmontables regulables
- Ruedas traseras 24 aros aluminio
- Tapizado nailon transpirable repelente al agua

Descripción

Silla de ruedas manual de aluminio, reclinable con elevapiernas, diseñada para brindar comodidad, funcionalidad y soporte postural en el uso diario. Marco de aleación de aluminio liviano y resistente, con respaldo totalmente reclinable de 90 a 163 grados mediante cilindros de aire. Apoyapies elevables para descarga de las piernas y apoyacabeza regulable.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.