Silla de Ruedas de Traslado Reforzada 56 cm

Código: **SR-108**



Especificaciones	
Categoría	De traslado › Reforzadas › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	56 cm
Material	Acero
Peso máximo soportado	180 kg
Profundidad de asiento	45 cm
Ancho total	70 cm

Características

- Doble cruceta
- Apoyabrazos desmontables
- Apoyapies rebatibles y desmontables
- Frenos en manija de acompanante

Descripción

Silla de ruedas de traslado reforzada con estructura de acero y doble cruceta. Apoyabrazos desmontables y apoyapies rebatibles y desmontables. Ruedas traseras de 30 cm y delanteras de 20 cm. Frenos en manija de acompañante. Ancho de asiento 56 cm, ancho total 67 cm, profundidad 45 cm. Soporta hasta 180 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.