# Silla de Ruedas de Traslado 43 cm

Código: **SR-109**



| Especificaciones | |
|---|---|
| **Categoría** | De traslado › Sillas de ruedas |
| **Ancho de asiento** | 43 cm |
| **Material** | Acero |
| **Peso del producto** | 12.9 kg |
| **Peso máximo soportado** | 100 kg |
| **Ancho total** | 56 cm |

## Características

- Chasis de acero plegable
- Apoyabrazos fijos
- Apoyapies rebatibles y desmontables
- Respaldo rebatible
- Frenos tipo bicicleta y palanca
- Bolsillo trasero
- 12,9 kg

## Descripción

Silla de ruedas de traslado con chasis de acero plegable. Apoyabrazos fijos, apoyapies rebatibles y desmontables, respaldo rebatible. Cubiertas solidas (no inflables), tapizado de tela lavable. Frenos tipo bicicleta y a palanca. Bolsillo trasero. Ancho de asiento 43 cm, ancho total 56 cm, altura total 96 cm. Peso 12,9 kg. Soporta hasta 100 kg.

## Respaldo de la compra

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garantía 12 meses**<br>Cobertura oficial del fabricante. | **Factura A o B**<br>Para obra social, reintegro o empresa. | **Certificación ANMAT**<br>Producto médico habilitado. | **Devolución en 10 días**<br>Ley 24.240, art. 34. |

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.