Silla de Ruedas Manual Eco 46 cm

Código: **SR-119**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de acero › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	46 cm
Material	Acero
Peso del producto	19.5 kg
Peso máximo soportado	115 kg
Profundidad de asiento	40 cm
Ancho total	62.5 cm

Características

- Estructura de acero
- Apoyabrazos fijos acolchados
- Asiento y respaldo de nylon ignifugo
- Apoyapies desmontables y regulables
- Plegable
- Ruedas 60/20

Descripción

Silla de ruedas manual de acero, línea economica. Apoyabrazos fijos acolchados. Asiento y respaldo de nylon ignifugo y respirable. Apoyapies desmontables, regulables en altura y rebatibles. Plegable. Ruedas traseras de 60 cm (autopropulsión) y delanteras de 20 cm. Frenos manuales bilaterales. Ancho de asiento 46 cm, profundidad 40 cm, ancho total 62,5 cm. Peso 19,5 kg. Soporta hasta 115 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.