Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Ethos

Código: **SR-222**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas › Ultralivianas
Ancho de asiento	30 – 51 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	5.26 kg
Peso máximo soportado	124 kg
Profundidad de asiento	36 – 51 cm

Descripción

Silla de ruedas ultraliviana de aluminio 7000, cuadro rígido con sistema ISO Tech para aislamiento de vibraciones. El chasis se divide en parte inferior y superior unidas por polímeros intercambiables que absorben el impacto. Respaldo de plegado frontal con sistema Relax y regulación del centro de gravedad.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.