Silla de Ruedas Motorizada GO

Código: **SE-301**



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	46 cm
Peso máximo soportado	135 kg
Profundidad de asiento	43 cm

Características

- Motorizada compacta y angosta
- Velocidad maxima 6 km/h
- Baterias de 18 Ah
- Radio de giro 65 cm
- Asiento giratorio 46 x 43 cm con traba de 5 puntos
- Apoyapies rebatible y plataforma ampliada
- Control por joystick
- Desarmable (pieza mas pesada 16.2 kg)
- Uso interior y traslado

Descripción

Silla de ruedas motorizada compacta, pensada para moverse con comodidad en espacios reducidos y para el traslado diario. Su radio de giro de apenas 65 cm permite maniobrar dentro del hogar, y se desarma en varias piezas (la más pesada de 16,2 kg) para transportarla en el baul del auto.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.