Silla de Ruedas Motorizada Jazzy EVO 613 — Pride Mobility

Código: **SE-302**



Especificaciones	
Categoría	Con butaca › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	46 cm
Peso del producto	86 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Ancho total	56 cm

Características

- Butaca acolchada con apoyacabezas
- Tracción central (Mid-Wheel 6)
- Suspensión Active-Trac
- Velocidad máxima 8,2 km/h
- Autonomía hasta 27 km
- Radio de giro 56 cm
- Altura al piso 50-54 cm
- Freno regenerativo y electromecánico
- Uso interior y exterior

Descripción

Silla de ruedas motorizada de gama premium con butaca tapizada y apoyacabezas, pensada para un uso cómodo tanto en interiores como en exteriores. Cuenta con tracción central (Mid-Wheel 6) y suspensión patentada Active-Trac, que le dan estabilidad y un radio de giro muy corto de 56 cm para maniobrar en espacios reducidos. El asiento es de respaldo alto y espuma con memoria, giratorio, con reclinación limitada y profundidad regulable. Se accede al controlador y a la batería sin bajarse de la silla.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.