# Silla de Ruedas Motorizada Scooter 4 Ruedas

Código: **SE-311**



| Especificaciones | |
|---|---|
| **Categoría** | Scooter › Sillas de ruedas eléctricas |
| **Peso máximo soportado** | 136 kg |

## Características

- Scooter de 4 ruedas (mayor estabilidad)
- Velocidad maxima 6,8 km/h
- Bateria 12 V
- Radio de giro 94 cm
- Desarmable en 5 piezas (la mas pesada 15 kg)
- Canasto delantero incluido
- Cargador doble voltaje
- Asiento giratorio

## Descripción

Scooter eléctrico de 4 ruedas que ofrece mayor estabilidad que la versión de 3 ruedas, manteniendo la facilidad de transporte: se desarma rápido y fácil en 5 piezas livianas (la más pesada de 15 kg) para llevarlo en el baul del auto. Incluye canasto delantero y cargador de doble voltaje con puerto en la barra timon, que permite cargar con la batería puesta o por separado.

## Respaldo de la compra

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garantía 12 meses**<br>Cobertura oficial del fabricante. | **Factura A o B**<br>Para obra social, reintegro o empresa. | **Certificación ANMAT**<br>Producto médico habilitado. | **Devolución en 10 días**<br>Ley 24.240, art. 34. |

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.