Silla de Ruedas Motorizada Plegable

Código: **SE-334**



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	45 cm
Material	Acero
Peso del producto	29 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	45 cm
Ancho total	67 cm

Características

- Plegable (plegado lateral)
- Marco de acero
- Doble motor 210 W
- Bateria plomo-acido, autonomia 20 km
- Velocidad maxima 6 km/h
- Apoyabrazos rebatibles
- Apoyapies desmontables y regulables
- Puerto USB
- Uso manual sin bateria

Descripción

Silla de ruedas motorizada plegable, ideal para quienes necesitan autonomía de desplazamiento sin resignar la facilidad de transporte. Su estructura de acero se pliega lateralmente para guardarla o llevarla en el auto. Cuenta con doble motor de 210 W, batería de plomo-acido con autonomía de hasta 20 km y puerto de carga USB. Permite el uso manual cuando la batería esta agotada.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.