Silla de Ruedas Motorizada Scooter 4 Ruedas de Paseo

Código: **SE-335**



Especificaciones	
Categoría	Scooter › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	43 cm
Peso del producto	46.5 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Profundidad de asiento	38 cm

Características

- Scooter de 4 ruedas de paseo
- Velocidad maxima 8 km/h
- Autonomia hasta 18 km
- 2 baterias de 12 Ah
- Asiento desmontable (12,5 kg)
- Radio de giro 150 cm
- Desarmable en 5 piezas
- Ruedas 8 x 2 pulgadas

Descripción

Scooter eléctrico de 4 ruedas pensado para paseos y desplazamientos en exteriores con mayor estabilidad. Alcanza una velocidad máxima de 8 km/h con una autonomía de hasta 18 km, y soporta usuarios de hasta 136 kg. Se desarma en 5 piezas para transportarlo: el asiento (12,5 kg) y las baterias (5 kg cada una) se quitan facilmente. Equipado con doble batería de 12 Ah y cargador de 2 A.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.