Silla de Ruedas Motorizada Compacta

Código: **SE-336**



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	44 cm
Peso del producto	26.5 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	40 cm
Ancho total	60 cm

Características

- Plegable y compacta
- Bateria de litio 24 V 20 Ah
- Doble motor 180 W
- Autonomia hasta 20 km
- Velocidad maxima 6 km/h
- Liviana: 26,5 kg (23 kg sin bateria)
- Plegada 80 x 60 x 40 cm
- Radio de giro 1,2 m

Descripción

Silla de ruedas motorizada compacta y plegable, ideal para uso diario y traslado. Equipada con batería de litio (más liviana y de carga rápida) que le da una autonomía de hasta 20 km, y doble motor de 180 W. Pesa solo 26,5 kg (23 kg sin batería) y se pliega a un tamaño reducido para guardarla o llevarla en el auto.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.