Silla de Ruedas Motorizada UltraLiviana

Código: **SE-337**



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	41 cm
Peso del producto	16.8 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	41 cm
Ancho total	55 cm

Características

- Ultraliviana: solo 16,8 kg
- Plegable y compacta
- Bateria de litio apta para avion
- Doble motor 180 W
- Autonomia hasta 10 km
- Velocidad maxima 6 km/h
- Ancho plegada 39 cm

Descripción

La silla de ruedas motorizada más liviana de la línea: pesa apenas 16,8 kg (15,5 kg en modo transporte), lo que la hace ideal para llevar a cualquier lado. Su batería de litio esta aprobada para viajar en avion, y se pliega a un tamaño muy compacto. Doble motor de 180 W para uso diario en interiores y exteriores.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.