Silla de Ruedas Motorizada Litio

Código: **SE-338**



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	40 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	21 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	42 cm
Ancho total	62 cm

Características

- Bateria de litio extraible
- Plegado frontal
- Marco de aluminio
- Doble motor 130 W
- Autonomia hasta 20 km
- Velocidad maxima 6 km/h
- Freno electromagnetico y ruedas antivuelco
- Luces LED
- Puerto USB
- Uso manual sin bateria

Descripción

Silla de ruedas motorizada de marco de aluminio con batería de litio de extracción rápida, ideal para uso diario y traslado. Su plegado frontal la hace compacta para guardar y transportar. Incluye luces LED en los apoyabrazos, freno electromagnetico, ruedas antivuelco, puerto de carga USB y la posibilidad de usarla en modo manual cuando la batería esta agotada.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.