# Silla de Ruedas Motorizada Plegable Litio

Código: **SE-342**



| Especificaciones | |
|---|---|
| **Categoría** | Compactas / Plegables › Sillas de ruedas eléctricas |
| **Ancho de asiento** | 42 cm |
| **Material** | Aluminio |
| **Peso del producto** | 22 kg |
| **Peso máximo soportado** | 100 kg |

## Características

- Plegable y liviana (22 kg)
- Bateria de litio 24 V
- Motor 260 W
- Velocidad maxima 6 km/h
- Ancho cerrada 45 cm
- Incluye cargador y funda
- Color negro

## Descripción

Silla de ruedas motorizada plegable y liviana, equipada con batería de litio de 24 V. Pesa apenas 22 kg, lo que facilita levantarla y guardarla, y se pliega de forma compacta para transportarla. Su motor de 260 W brinda una conducción estable para uso en interiores y exteriores. Incluye cargador y funda cubre asiento y respaldo.

## Respaldo de la compra

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garantía 12 meses**<br>Cobertura oficial del fabricante. | **Factura A o B**<br>Para obra social, reintegro o empresa. | **Certificación ANMAT**<br>Producto médico habilitado. | **Devolución en 10 días**<br>Ley 24.240, art. 34. |

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.