Silla de Ruedas Motorizada Reclinable

Código: **SE-343**



Especificaciones	
Categoría	Reclinables eléctricas › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	42 cm
Peso máximo soportado	120 kg

Características

- Postural y reclinable
- Respaldo reclinable
- Apoyacabezas incluido
- Apoyapiernas elevables
- Control por joystick
- Bateria incluida
- Color negro

Descripción

Silla de ruedas motorizada postural y reclinable, pensada para usuarios que requieren posicionamiento y confort durante uso prolongado. Su respaldo reclinable, el apoyacabezas y los apoyapiernas elevables permiten adoptar distintas posturas y aliviar la presión. Control por joystick para un manejo autonomo en interiores y exteriores.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.