Silla de Ruedas Motorizada Plegable Economica

Código: **SE-344**



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	45 cm
Peso del producto	34.7 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Características

- Plegable y economica
- Motor 100 W
- Bateria 24 V incluida
- Velocidad maxima 6 km/h
- Ancho cerrada 40 cm
- Color negro

Descripción

Silla de ruedas motorizada plegable, la opción más accesible de la línea para quienes buscan autonomía de desplazamiento a un precio conveniente. Su plegado compacto facilita guardarla y llevarla en el auto, y la batería de 24 V (incluida) permite el uso diario en interiores y exteriores.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.