Elevador de Inodoro

Código: **SB-501**



Especificaciones	
Categoría	Elevadores de inodoro › Sanitario y baño
Material	Plastico
Peso del producto	1.52 kg

Características

- Elevador de inodoro de plastico resistente
- Aumenta la altura del inodoro
- Liviano y facil de colocar
- Medidas 38 x 42 cm
- Agujero 18 x 23 cm

Descripción

Elevador (suplemento) de inodoro fabricado en plástico de alto impacto, que aumenta la altura del inodoro para brindar mayor confort y seguridad a personas con movilidad reducida o en rehabilitación (operados de cadera, columna, etc.). Liviano y fácil de colocar.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.