Elevador de Inodoro con Apoyabrazos

Código: **SB-504**



Especificaciones	
Categoría	Elevadores de inodoro › Sanitario y baño
Material	Plastico
Peso del producto	1.5 kg
Peso máximo soportado	110 kg

Características

- Eleva 12 cm
- Con apoyabrazos
- Escotadura anterior y posterior para higiene
- Ajuste seguro por tornillo sin fin
- Medidas 55 x 44 cm

Descripción

Elevador de inodoro con apoyabrazos, indicado para personas operadas de cadera o columna o con dificultad para flexionar la cadera. Eleva 12 cm y se fija al inodoro mediante un sistema de ajuste de tornillo sin fin. Cuenta con escotadura anterior y posterior para facilitar la higiene del paciente. Cuerpo construido en una sola pieza.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.