Silla Sanitaria con Inodoro

Código: **SB-506**



Especificaciones	
Categoría	Sanitario y baño › Sillas de baño
Material	Acero
Peso del producto	4 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Características

- Silla con inodoro y bandeja de contencion desmontable
- Estructura de hierro
- Con tapa
- Patas regulables en altura
- Apoyabrazos
- Color blanco

Descripción

Silla sanitaria (con inodoro) de estructura de hierro, pensada para facilitar la higiene de personas con movilidad reducida. Incluye tapa y bandeja de contención desmontable, asiento de tabla plastica y regatones de PVC. Sus patas son regulables en altura para adaptarse a cada usuario.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.