Silla de Transferencia a Bateria con Elevacion

Código: **SB-543**



Especificaciones	
Categoría	Sanitario y baño › Sillas de transferencia
Material	Acero
Peso máximo soportado	120 kg

Características

- Elevacion electrica con un solo boton
- Facilita la transferencia del paciente
- Estructura de acero con pintura epoxi
- Ruedas de giro libre con freno
- Incluye bacinilla y cinturon de seguridad
- Color blanco

Descripción

Silla de transferencia a batería que facilita el traslado y la asistencia de personas con movilidad reducida con mínimo esfuerzo del cuidador. Su elevación eléctrica se acciona con un solo boton, e incluye cinturón de seguridad y una hebilla trasera metalica de seguridad. Las ruedas son de giro libre con freno. Incluye bacinilla, por lo que también sirve como silla sanitaria.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.