Andador Ortopédico Plegable Tijera con 2 Ruedas

Código: **AN-600**



Especificaciones	
Categoría	Andadores › Con ruedas
Material	Acero
Asiento	Sin asiento
Peso máximo soportado	100 kg
Colores	Gris

Características

- 2 ruedas
- Plegable tijera
- Altura regulable
- Hasta 100 kg

Descripción

Andador ortopédico plegable tipo tijera con 2 ruedas delanteras y altura regulable. Soporta hasta 100 kg. 2 ruedas delanteras para avanzar sin levantar el andador Conteras antideslizantes traseras Altura regulable Plegado tipo tijera, compacto

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.