Andador Rollator 4 Ruedas con Asiento, Frenos y Canasto

Código: **AN-607**



Especificaciones	
Categoría	Andadores › Con ruedas › Rollators
Material	Aluminio
Asiento	Con asiento
Peso máximo soportado	110 kg
Colores	Bordó

Características

- 4 ruedas
- Asiento y respaldo
- Frenos con bloqueo
- Canasto
- Hasta 110 kg

Descripción

Rollator de 4 ruedas con asiento, respaldo, frenos de mano y canasto. Plegable y regulable en altura. Soporta hasta 110 kg. 4 ruedas para desplazamiento continuo Asiento y respaldo para descansar Frenos de mano con bloqueo de estacionamiento Canasto para transportar objetos Plegable y de altura regulable

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.