Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Activa Compacta

Código: **SR-203**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas › Ultralivianas
Ancho de asiento	38, 40, 43 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	6.7 kg
Peso máximo soportado	120 kg
Profundidad de asiento	43 cm

Características

- Ultraliviana 6.7 kg
- Asiento Ergo
- Protectores laterales aluminio
- Cubiertas alta presion
- Manijas de empuje rebatibles
- Frenos perfil bajo
- Ruedas soft roll

Descripción

Silla de ruedas ultraliviana y compacta para usuarios activos, construida en aluminio 7000. Peso de transporte de solo 6.7 kg. Protectores laterales de aluminio, cubiertas de alta presión y asiento Ergo. Manijas de empuje rebatibles, frenos de perfil bajo y ruedas soft roll de aluminio.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.