Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Rigida Premium a Medida

Código: **SR-205**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas › Ultralivianas
Ancho de asiento	41, 45 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	8.3 kg
Peso máximo soportado	125 kg

Características

- Aluminio aeronautico 7020 ShapeLock
- Cuadro rigido plegado frontal
- Centro de gravedad ajustable
- Respaldo regulable altura/profundidad/angulo
- Llantas 24 antipinchaduras quick release
- Ultraliviana (total 8.3 kg, transporte desde 4 kg)
- Configurable a medida
- Multiples opciones de carbono
- Colores a eleccion

Descripción

Silla de ruedas de autopropulsión ultraliviana de cuadro rígido, confeccionada en aluminio aeronáutico 7020 con tratamiento ShapeLock. Chasis rígido con centro de gravedad ajustable en sentido vertical y antero-posterior, y cuadro de plegado frontal con sistema de desbloqueo por barra. Respaldo de tela regulable en altura, profundidad y ángulo de inclinación. Ruedas traseras desmontables con eje de extracción rápida. Configurable a medida del usuario, con amplia variedad de colores y opciones.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.