Silla Gaviota de Traslado Pediatrica de Aluminio

Código: **SR-208**



Especificaciones	
Categoría	De traslado › Pediátricas › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	38 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	7.5 kg
Peso máximo soportado	50 kg
Ancho total	55 cm

Características

- Accesorios disponibles (No incluidos) :
- Protector Solar / Funda Acolchada / Soportes Laterales /Capota Para Lluvia/ Bolsa Portaobjetos

Descripción

Silla de traslado pediátrica, con sistema OB, confeccionada en aluminio. Respaldo y asiento de tela. Arnés de cinco puntos, regulable. Apoya pies desmontable y regulable en 3 posiciones. Ruedas de polyaire dobles de 17x4 cm. Peso del chasis 8kg. Peso máximo del usuario 50kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.