Silla de Ruedas de Paseo Postural Reclinable con Tilt y Capota

Código: **SR-215**



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas › Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	30, 33, 36, 39 cm
Material	Aluminio

Características

- Paseo y postura plegable a medida
- Tilt hasta 45 + reclinacion 90-160
- Respaldo extraible reversible y ajustable
- Laterales de cadera y tronco ajustables
- Apoyacabeza ajustable
- Capota plegable
- Mesa integrada + bloque abductor
- Manillar ajustable (manejo con una mano)
- Ruedas traseras 30 extraibles freno a pedal
- Industria Argentina

Descripción

Silla de ruedas de paseo y postura, con diseño plegable y funcional, que combina versatilidad, ergonomia y comodidad para el usuario y el acompañante. Ideal para brindar soporte postural y facilitar los desplazamientos en cualquier entorno. Unidad de asiento avanzada con sistema TILT y reclinación multiple, fabricada a medida.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.