Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Catalyst 5 VX

Código: **SR-221**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas › Ultralivianas
Ancho de asiento	36 – 56 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	6.3 kg
Peso máximo soportado	135 kg
Profundidad de asiento	36 – 51 cm

Descripción

Silla de ruedas ultraliviana plegable en aluminio 7000 con doble cruceta ovalizada sistema Catalyst. Centro de gravedad regulable hasta 10 cm y eje de extracción rápida de ruedas.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.