Silla de Ruedas Postural Reclinable de Aluminio con Sistema Tilt

Código: **SR-236**



Especificaciones	
Categoría	Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	36, 38, 46 cm
Material	Aluminio
Peso máximo soportado	100 kg
Colores	Blanco, Azul

Características

- Postural reclinable con Tilt 0-45
- Respaldo reclinable 90-160
- Chasis de aluminio plegable
- Apoyacabeza regulable
- Pads de contencion y cuña abductora
- Cinturon de cintura y torax
- Apoyapies elevables con apoyapantorrillas
- Antivuelco

Descripción

Silla de ruedas postural con chasis de aluminio, pensada para quien necesita contención y cambios de posición a lo largo del día. Combina sistema Tilt (basculación del asiento de 0 a 45 grados) con respaldo reclinable de 90 a 160 grados, y permite alinear la postura mediante pads de contención regulables.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.