Silla de Ruedas de Bano Reforzada de Aluminio Tilt

Código: **SB-514**



Especificaciones	
Categoría	Sanitario y baño › Sillas de baño
Material	Aluminio
Peso del producto	14.2 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Profundidad de asiento	41 cm
Ancho total	58 cm

Características

- Estructura de aluminio con basculacion Tilt
- Respaldo y apoyabrazos
- Tapa y bandeja de contencion
- Con ruedas

Descripción

Silla de ruedas de baño y ducha con estructura de aluminio y chasis con basculación (Tilt), que facilita el acceso y la comodidad durante el aseo de personas con movilidad reducida. Liviana y resistente a la humedad, con terminación en pintura epoxi blanca que facilita la limpieza.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.