Silla de Ruedas Ultraliviana de Aluminio con Respaldo

Código: **SR-240**



Especificaciones	
Categoría	Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	16 kg
Peso máximo soportado	110 kg
Profundidad de asiento	40 cm
Ancho total	55 cm

Características

- Plegable
- Respaldo rigido acolchado
- Ruedas traseras 60 cm quick release
- Apoyabrazos rebatibles regulables en altura
- Apoyapies rebatibles regulables
- Ruedas antivuelco
- 16 kg

Descripción

Silla de ruedas plegable construida en aluminio 6061, incluye respaldo rígido acolchado. Ruedas traseras símil neumáticas de 60 cm con eje de extracción rápida (quick release) y delanteras macizas de 20 cm.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses
Cobertura oficial del fabricante.

Factura A o B
Para obra social, reintegro o empresa.

Certificación ANMAT
Producto médico habilitado.

Devolución en 10 días
Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.