Silla de Ruedas de Aluminio para Traslados 30x20

Código: **SR-241**



Especificaciones	
Categoría	Sillas de ruedas
Ancho de asiento	41 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	15 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Características

- Ruedas 30x20 cm
- Plegado lateral
- Respaldo rebatible
- Apoyabrazos rebatibles
- Apoyapies desmontables con pedanas rebatibles
- Frenos manuales tipo bicicleta
- 15 kg

Descripción

Silla de ruedas fabricada en aluminio, para traslados, con ruedas traseras de 30 cm y delanteras de 20 cm.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.