Silla de Transferencia Multifuncional Hidráulica

Código: **SB-545**



Especificaciones	
Categoría	Sanitario y baño
Peso máximo soportado	100 kg

Características

- Hidraulica
- Apertura trasera 180 grados
- 3 en 1: elevador, silla de traslado e inodoro portatil
- Altura regulable 85-140 cm aprox.
- Ruedas con frenos
- Doble hebilla de seguridad

Descripción

Transferencia sin esfuerzo (apertura 180°): gracias a su diseño de apertura trasera de 180°, el cuidador puede posicionar al usuario fácilmente sin necesidad de levantarlo en peso. Ideal para trasladar de la cama al sofá, al baño o a la silla de ruedas. Solución integral 3 en 1: no es solo un elevador; funciona como silla de traslado e inodoro portátil independiente. Incluye un orinal integrado para las necesidades diarias de higiene.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.