
Almohadón Posicionador Antiescaras Viscoelástico Schwartz 437

Código: **AL-437**



Especificaciones	
Categoría	Accesorios para sillas de ruedas › Almohadones antiescaras › Sillas de ruedas › Viscoelástico
Material	Espuma viscoelastica
Peso máximo soportado	100 kg

Características

- Dos densidades
- Base de poliuretano inyectada de alta densidad
- Cavidad para anclaje de pelvis
- Contorneado para soporte de piernas
- 41 x 45,5 cm
- Funda Dry Fit resistente al agua
- Cinta para sujetar a la silla

Descripción

Almohadón posicionador para prevención de escaras Schwartz 8041P. Reduce la presión. Zona posterior con cavidad para anclaje de pelvis y contorneado para soporte de piernas.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.