Silla eleva inodoro y Ducha - SB-518

Código: **SB-518**



Especificaciones	
Categoría	Sanitario y baño
Ancho de asiento	45 cm
Material	Aluminio
Peso máximo soportado	100 kg

Descripción

SILLA DE BAÑO FUNCIÓN 3 EN 1 • Inodoro portátil • Elevador de inodoro • Silla de baño Tres usos en un sólo producto. Permite aumentar la altura normal del inodoro mediante la regulación de sus patas. -Con apoyabrazos y respaldo -Tapa extraíble tapizada en discreto cuero color negro -Bacinilla con tapa -Regulable en altura -Fácil armado con llave incluída

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.