Silla de Ruedas a Batería de Acero con Autopropulsión 60x25

Código: **SE-347**



Especificaciones	
Categoría	Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	46 cm
Material	Acero
Peso del producto	45 kg
Peso máximo soportado	100 kg
Ancho total	70 cm

Características

- Plegable
- Chasis de acero
- Bateria plomo-acido 20 Ah
- 2 motores 250 W
- Freno electromagnetico
- Velocidad 1-6 km/h
- Autonomia 25-30 km
- Ruedas 22 y 10 pulgadas
- Capacidad de ascenso 13 grados

Descripción

Silla de ruedas eléctrica con batería de plomo-ácido de 20 Ah y chasis de acero con recubrimiento en polvo gris. Asiento y respaldo de lona negra acolchados con tapizado rojo. Dos motores de 250 W con interruptores de embrague en el manillar y freno electromagnético. Apoyabrazos abatible acolchado con almohadilla de PU Apoyapiés desmontables con apoyapiés de plástico Ruedas delanteras de 10 pulgadas con neumático de PU, aro de aluminio y horquilla de acero, con resorte amortiguador

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.