Silla de ruedas reforzada hasta 200 kg, asiento 56 cm

Código: **SR-131**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de acero › Reforzadas › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	56 cm
Material	Acero
Peso máximo soportado	200 kg
Ancho total	76 cm
Colores	Negro
Ancho del respaldo	56 cm
Ruedas traseras	60 cm, tipo mag, semineumáticas
Ruedas delanteras	20 × 5 cm

Características

- Doble cruceta reforzada, para mayor resistencia y estabilidad
- Estructura de acero con plegado lateral
- Apoyapiés rebatibles y desmontables, con pedanas de acero
- Apoyabrazos desmontables
- Ruedas traseras tipo mag con cubiertas antipinchadura
- Ruedas delanteras anchas
- Frenos de comando bimanual
- Manijas para acompañante

Descripción

Silla de ruedas reforzada para personas de hasta 200 kg. El cuadro es de acero con doble cruceta, lo que le da más resistencia y estabilidad que una silla estándar, y se pliega de forma lateral para guardarla o llevarla en el auto. El asiento mide 56 cm de ancho y el ancho total es de 76 cm: conviene medir las puertas por donde va a pasar. Los apoyapiés se rebaten y se desmontan, los apoyabrazos se desmontan, y las ruedas traseras tipo mag de 60 cm llevan cubiertas semineumáticas que no se pinchan. Pensada para uso en casa, en instituciones y para el traslado diario.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.