Silla de Ruedas de Aluminio Ultraliviana Rigida de Alto Rendimiento

Código: **SR-204**



Especificaciones	
Categoría	Manuales de aluminio › Sillas de ruedas › Ultralivianas
Ancho de asiento	38, 41, 43, 46 cm
Material	Aluminio
Peso del producto	4.8 kg
Peso máximo soportado	124.7 kg
Profundidad de asiento	36 – 51 cm
Colores	Negro

Características

- Aluminio 7000 cuadro rigido
- Ultraliviana 4.8 kg (la mas liviana)
- Respaldo ajustable sin herramientas (Relax +4/+9)
- Camber regulable 0-8
- Centro de gravedad ajustable
- Eje quick release
- Aprobada ANSI/RESNA WC-19

Descripción

Silla de ruedas ultraliviana de alto rendimiento, con cuadro rígido de aluminio 7000. Equilibrio entre rendimiento, funcionalidad y ajuste personalizado; la más ligera de su clase, con peso de transporte de 4.8 kg. Respaldo de ángulo ajustable con una sola herramienta y sin desarmar (con posición Relax +4/+9 grados), tubo de camber patentado para regular el centro de gravedad, y horquillas delanteras rebajadas. Plegado frontal con bloqueo de respaldo y eje de extracción rápida de ruedas.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.