Silla de Ruedas Postural Basculante con Sistema Tilt Balanceado

Código: **SR-209**



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas › Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	35, 38, 41, 43, 45 cm
Material	Aluminio
Peso máximo soportado	120 kg

Características

- Postural basculante Tilt balanceado (+50 a -5)
- 5 medidas (35/38/41/43/45)
- Respaldo rebatible
- Ruedas traseras 40 cm antipinchaduras quick release
- Apoyabrazos regulables desmontables
- Apoyapies independientes regulables
- Soportes de pantorrilla regulables
- Incluye mesa, pechera, cinturon y soportes laterales
- Industria Argentina

Descripción

Silla de ruedas postural basculante con sistema Tilt balanceado, diseñada para ofrecer ajustes precisos de inclinación que garantizan comodidad, estabilidad y soporte postural avanzado. De industria argentina, fabricada a medida (tiempo de fabricación aproximado 45 dias).

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.