Geminis II

Código: **SR-243**



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas › Sillas de ruedas
Ancho de asiento	"32", "40" cm
Material	Aluminio

Características

- ANCHO TOTAL : 62cm // 69 cm
- ANCHO ASIENTO: 32cm // 40 cm
- ALTURA APOYABRAZOS: 20cm
- ALTURA DE ASIENTO : 51 cm
- ALTURA RESPALDO : 52-64cm // 65 - 78 cm
- ALTURA APOYAPIES: 25-34 cm // 31 -40 cm
- PROFUNDIDAD DE ASIENTO : 30-36 cm // 38- 43 cm
- LARGO TOTAL : 95 cm // 106 cm
- PESO TOTAL: 18 kg // 27 kg
- PESO MÁX DE USUARIO: 35 kg // 50 kg

Descripción

Gemini II es una silla postural con una funcionalidad excelente y un diseño de gran calidad. Está especialmente diseñada para mantener la estabilidad del usuario. Fabricado con un chasis de aluminio que ofrece gran calidad y robustez. Se pliega completamente para su transporte en el vehículo. Silla postural pediátrica. Chasis de aluminio 6000 de plegado frontal con amortiguadores traseros regulables en tensión. Ruedas traseras neumáticas de 30cm con extracción rápida y freno único a pedal. Ruedas delanteras neumáticas de 19 cm con giro libre. Butaca desmontable y reversible con tilt hasta 45°. Asiento regulable en profundidad. Respaldo reclinable y regulable en altura. Apoya pie único regulable en altura y ángulo con velcro ajustable para pies. Manija de empuje regulable. LOS EFECTOS:. POSTURA ÓPTIMA. Sentarse en la posición correcta puede reducir significativamente los riesgos de...

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.