Cama Ortopédica Eléctrica Giratoria con Inodoro, 250 kg

Código: **CE-805**



Especificaciones	
Categoría	Camas › Eléctricas
Material	Acero
Peso máximo soportado	250 kg
Ancho total	95 cm
Colores	Blanco
Medidas	95 x 210 cm
Lecho	90 x 192 cm
Altura del lecho	50 cm
Respaldo	0 a 75°
Piernas	0 a 45°
Giro lateral	50° a cada lado
Inodoro	26 x 26 cm
Altura de barandas	31 cm
Mesa de comer	95 x 30 cm
Alimentación	220 V
ANMAT	producto médico certificado

Características

- Giro lateral a izquierda y derecha hasta 50°
- Inodoro incorporado con bacinilla
- Respaldo y piernas eléctricos con control
- Posición sillón bajando la piecera
- Barandas rebatibles de aluminio
- Cabecera y piecera de ABS desmontables
- Ruedas de 125 mm con freno individual
- Incluye colchón, mesa de comer y portasuero

Descripción

Una cama pensada para la internación domiciliaria. El giro lateral permite rotar a la persona para la higiene y el cambio de sábanas sin levantarla, y el inodoro incorporado con bacinilla evita traslados. Alivia mucho el trabajo de quien cuida. Respaldo y piernas se regulan con un control con cable que se engancha en la baranda. Bajando la piecera y subiendo el respaldo toma posición de sillón. Las barandas de aluminio se rebaten y la cabecera y piecera de ABS se desmontan para entrar en cualquier habitación. Viene con colchón, mesa de comer para apoyar sobre las barandas, portasuero regulable y un recipiente para lavar la cabeza. Estructura de acero con pintura epoxi y carga segura de 250 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.