Cama Sillón Ortopédica Eléctrica 4 Movimientos, 110 kg

Código: **CE-813**



Especificaciones	
Categoría	Camas › Eléctricas
Material	Acero
Peso del producto	129 kg
Peso máximo soportado	110 kg
Ancho total	115 cm
Colores	Blanco
Medidas	115 x 200 cm
Medida del colchón	89 x 188 cm
Altura	52 a 67 cm (63 a 78 con colchón)
Cabecero	hasta 71°
Piecero	hasta 90° hacia abajo
Posiciones	cabecero, vascular, flexión de piernas, Fowler, elevación, sentado y sillón
Motor	Phoenix bivolt 110/220 V
Colchón	no incluido
Garantía	2 años de fábrica
ANMAT	producto médico habilitado

Características

- 4 movimientos eléctricos con botonera
- Posición sillón
- Altura regulable de 52 a 67 cm
- Barandas y cabecero de PEAD de alta resistencia
- Ruedas de 10 cm con frenos dobles
- Estructura de acero con pintura electrostática

Descripción

Una cama que se convierte en sillón. Con la botonera se regulan el cabecero, el piecero y la altura, y la posición sillón deja a la persona sentada con las piernas abajo, lo que ayuda a comer, mirar televisión o recibir visitas sin pasarla a otra silla. Las barandas y el cabecero son de PEAD, un plástico resistente y fácil de limpiar. Las ruedas de 10 cm tienen freno doble. La capacidad de 110 kg incluye a la persona, el colchón y los accesorios. Viene sin colchón y requiere armado.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.