Cama Ortopédica Eléctrica 3 Movimientos con Altura, 150 kg

Código: **CE-811**



Especificaciones	
Categoría	Camas › Eléctricas
Material	Acero
Peso del producto	115 kg
Peso máximo soportado	150 kg
Ancho total	96 cm
Colores	Blanco
Medidas	96 x 205 cm
Medida del colchón	89 x 198 cm
Altura	40 a 110 cm (51 a 121 con elevador)
Cabecero	hasta 60°
Cuadro tapizado	32 cm de alto
Hueco inferior	4 cm
Garantía	2 años de fábrica

Características

- Cabecero, piecero y altura motorizados
- Altura regulable de 40 a 110 cm
- Cabecero y piecero tapizados
- Barandas rebatibles
- Ruedas con frenos dobles
- Motor bivolt 110/220 V
- Estructura de acero con pintura electrostática

Descripción

Una cama hospitalaria que no parece de hospital. El cabecero y el piecero tapizados la integran a un dormitorio, y los tres movimientos eléctricos (cabecero, piecero y altura) cubren lo que necesita una internación en casa. La altura va de 40 a 110 cm: baja para que la persona se levante sola y sube para que quien cuida trabaje sin agacharse. Soporta 150 kg distribuidos. Ruedas con freno doble.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.