Cama Ortopédica Eléctrica 3 Funciones con Altura, 250 kg

Código: **CE-809**



Especificaciones	
Categoría	Camas › Eléctricas
Material	Acero
Peso máximo soportado	250 kg
Ancho total	96 cm
Colores	Blanco
Medidas	96 x 216 cm
Lecho	90 x 194 cm
Altura del lecho	44 a 73 cm
Respaldo	0 a 80°
Piernas	0 a 45°
Altura de barandas	28 cm
Ruedas	125 mm, freno individual
Alimentación	220 V
ANMAT	producto médico certificado

Características

- Respaldo, piernas y altura eléctricos
- Altura regulable de 44 a 73 cm
- Barandas rebatibles de aluminio de 5 barrales
- Cabecera y piecera de ABS desmontables
- Ruedas de 125 mm con freno individual
- Control con cable y acople a la baranda
- Portasuero de acero inoxidable incluido

Descripción

Una cama de hospital de tres funciones: respaldo, piernas y altura, todo con un control con cable que se engancha en la baranda. La altura regulable de 44 a 73 cm facilita las transferencias y el trabajo del personal. Estructura de acero laminado con pintura epoxi, lecho de chapa estampada, cabecera y piecera de ABS desmontables y barandas de aluminio de cinco barrales. Incluye portasuero regulable con cuatro ganchos. Carga segura de 250 kg.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.