Silla de Ruedas Motorizada Plegable Compacta, 120 kg

Código: **SE-350**



Especificaciones	
Categoría	Compactas / Plegables › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	44 cm
Material	Aluminio
Peso máximo soportado	120 kg
Colores	Negro
Altura del respaldo	55 cm
Altura total	110 cm
Ancho del respaldo	44 cm
Ruedas	macizas
Motores	160 W
Velocidad	6 km/h

Características

- Plegado frontal para guardarla en el baúl
- Chasis con suspensión
- Tracción trasera
- Apoyabrazos regulables y desmontables
- Apoyapiés regulable
- Cinturón de seguridad

Descripción

La Wingus de Ottobock es una silla motorizada para el día a día: simple de manejar, cómoda y fácil de mantener. Su plegado hacia adelante la deja lista para el baúl del auto sin desarmarla. El chasis con suspensión absorbe las irregularidades de la vereda y la tracción trasera le da estabilidad. Apoyabrazos y apoyapiés se ajustan a cada persona.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.