Scooter Motorizado 4 Ruedas Inflables, hasta 136 kg

Código: **SE-308**



Especificaciones	
Categoría	Scooter › Sillas de ruedas eléctricas
Peso del producto	43 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Ancho total	52.5 cm
Colores	Rojo
Medidas	111 x 52,5 x 92 cm
Velocidad máxima	8 km/h
Autonomía	15 a 25 km
Pendiente máxima	12°
Radio de giro	145 cm
Baterías	2 de plomo-ácido 12 V 12 Ah
Tiempo de carga	6 h
Motor	24 V 300 W
ANMAT	PM-97-16

Características

- Asiento giratorio, desmontable y regulable en altura
- Apoyabrazos regulables
- Manubrio regulable en inclinación
- Suspensión trasera
- Ruedas inflables con llanta de aluminio
- Frenos electromagnéticos
- Luces LED, bocina y puerto USB
- Canasto delantero

Descripción

Un scooter compacto para la vida diaria: ir al almacén, a la plaza o visitar a alguien sin depender de nadie. El asiento gira para subir y bajar con facilidad y se regula en altura. Las ruedas inflables y la suspensión trasera hacen el andar más suave en veredas irregulares. Tiene luces LED, bocina, indicador de batería y un puerto USB para cargar el celular.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.