Scooter Motorizado 4 Ruedas Macizas, hasta 136 kg

Código: **SE-352**



Especificaciones	
Categoría	Scooter › Sillas de ruedas eléctricas
Material	Acero
Peso del producto	43 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Ancho total	52.5 cm
Colores	Rojo
Medidas	111 x 52,5 x 92 cm
Velocidad máxima	8 km/h
Autonomía	15 a 25 km
Pendiente máxima	10°
Baterías	2 de plomo-ácido 12 V 12 Ah
Tiempo de carga	6 h
Motor	24 V 300 W
Estructura	acero con carrocería plástica

Características

- Ruedas macizas que no se pinchan
- Suspensión trasera
- Asiento giratorio, desmontable y regulable en altura
- Apoyabrazos rebatibles y regulables
- Manubrio regulable en inclinación
- Frenos electromagnéticos
- Canasto delantero

Descripción

La versión del mini scooter con ruedas macizas: no se pinchan y no hay que inflarlas, ideal para quien lo usa todos los días y no quiere estar pendiente del mantenimiento. El asiento gira y se desmonta, los apoyabrazos se rebaten para subir de costado y el manubrio se regula. La suspensión trasera compensa la dureza de las ruedas.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.