Scooter Motorizado Mediano 4 Ruedas, hasta 180 kg

Código: **SE-313**



Especificaciones	
Categoría	Scooter › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	40 cm
Peso del producto	88 kg
Peso máximo soportado	180 kg
Ancho total	65 cm
Colores	Gris
Medidas	128 x 65 x 130 cm
Velocidad máxima	12 km/h
Autonomía	25 a 35 km
Pendiente máxima	12°
Baterías	2 de plomo-ácido 12 V 38 Ah
Tiempo de carga	8 a 10 h
Motor	24 V 500 W
ANMAT	1904-01

Características

- Asiento giratorio y reclinable con apoyacabeza
- Apoyabrazos rebatibles
- Suspensión delantera y trasera
- Ruedas inflables con llanta de aluminio
- Frenos electromagnéticos
- Luces LED, balizas, luces de giro y bocina
- Indicador de batería
- Canasto desmontable

Descripción

Un scooter de tamaño medio para quien sale todos los días y recorre más que unas cuadras. La butaca con apoyacabeza gira, se reclina y se corre hacia adelante o atrás para encontrar la posición justa. La suspensión en las cuatro ruedas y las ruedas inflables lo hacen cómodo en veredas rotas. Tiene luces de giro, balizas y bocina para andar seguro también de noche.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.