Scooter Motorizado Reforzado 4 Ruedas, hasta 205 kg

Código: **SE-332**



Especificaciones	
Categoría	Scooter › Sillas de ruedas eléctricas
Ancho de asiento	46 cm
Peso máximo soportado	205 kg
Ancho total	73 cm
Colores	Azul
Medidas	148 x 73 x 132 cm
Velocidad máxima	15 km/h
Autonomía	45 a 75 km
Pendiente máxima	12°
Ruedas	13 pulgadas
Baterías	2 de plomo-ácido 12 V 52 Ah
Motor	500 W

Características

- Butaca giratoria y reclinable con apoyacabeza
- Asiento regulable hacia adelante y atrás
- Apoyabrazos rebatibles
- Suspensión delantera y trasera
- Ruedas grandes inflables con llanta de aluminio
- Frenos electromagnéticos
- Canasto delantero

Descripción

El scooter más grande de la línea: soporta hasta 205 kg y tiene la mayor autonomía, pensado para quien lo usa como medio de transporte diario. La butaca amplia con apoyacabeza se reclina, gira y se corre, y la suspensión en las cuatro ruedas con ruedas de 13 pulgadas le da un andar firme en cualquier vereda.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.