Silla de Paseo Postural Pediátrica Plegable, 60 kg

Código: **SR-244**



Especificaciones	
Categoría	Pediátricas › Posturales / Reclinables › Sillas de ruedas
Material	Aluminio
Peso del producto	19.6 kg
Peso máximo soportado	60 kg
Ancho total	64 cm
Altura total	116 cm
Rueda delantera	20 cm
Rueda trasera	30 cm
Ancho de asiento	26 o 32 cm, a confirmar

Características

- Chasis de aluminio plegable
- Respaldo reclinable
- Apoyapiés regulable en altura e inclinación
- Manija de empuje regulable en altura
- Butaca removible
- Ruedas macizas y frenos a palanca
- Tapizado lavable
- Capota

Descripción

Una silla de paseo para chicos que necesitan contención postural en los traslados de todos los días. El respaldo se reclina y el apoyapiés se ajusta en altura e inclinación a medida que el chico crece. El chasis de aluminio se pliega para llevarla en el auto, la butaca se saca y el tapizado se lava. Tiene capota para el sol y frenos a palanca.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.