Scooter Ortopédico Eléctrico con Plegado Automático por Control Remoto, hasta 125 kg

Código: **SE-354**



Especificaciones	
Categoría	Scooter › Sillas de ruedas eléctricas
Peso del producto	24 kg
Peso máximo soportado	125 kg
Ancho total	50 cm
Colores	Azul, Rojo
Cantidad de ruedas	4
Largo	102 cm
Ancho	50 cm
Batería	Litio 10 Ah, incluida
Autonomía	Hasta 10 km
Ruedas delanteras	7 pulgadas
Ruedas traseras	8 pulgadas
Asiento giratorio	No
Suspensión	No
Luz	No
Desarmable	No
Plegado	Automático con control remoto
Peso soportado	125 kg
Peso sin baterías	24 kg
Canasto	A confirmar; Mercado Libre lo incluye y Scootermovil indica que no
Cargador	Incluido según Mercado Libre

Características

- Cuatro ruedas: delanteras de 7 pulgadas y traseras de 8 pulgadas
- Medidas: 102 × 50 cm

Descripción

El scooter ortopédico eléctrico permite plegarse y desplegarse automáticamente con control remoto, sin necesidad de accionar manualmente la estructura. Tiene cuatro ruedas y un formato compacto de 102 cm de largo por 50 cm de ancho. Su batería de litio de 10 Ah declara una autonomía de hasta 10 km. Admite una carga máxima de 125 kg y pesa 24 kg sin baterías. El asiento no es giratorio y no cuenta con suspensión ni luz.

Respaldo de la compra

Garantía 12 meses Cobertura oficial del fabricante.	**Factura A o B** Para obra social, reintegro o empresa.	**Certificación ANMAT** Producto médico habilitado.	**Devolución en 10 días** Ley 24.240, art. 34.

Probalo antes de comprar en nuestro local · asesoramiento sin cargo, antes y después de la compra · envíos a todo el país.